



PRONTOSAN – B.BRAUN

O Prontosan Solução é indicado para limpeza, descontaminação e umidificação do leito da ferida. Composto por 0,1% de undecilaminopropil betaína, 0,1% de polihexanida e 99.8% de água purificada, o Prontosan remove revestimentos, biofilmes e prepara o leito da ferida para receber curativo. É indicado para feridas de espessura parcial a total, queimaduras de I e II grau, em feridas colonizadas, infectadas, agudas ou crônicas, úlceras arteriais venosas e mistas, úlceras pós-cirúrgicas, úlceras infectadas ou não e áreas doadoras de enxerto.

HydroCare - CASEX

O HydroCare Curativo de Hidrofibra é um curativo composto por microfibras de carboximetilcelulose sódica. É macio, estéril, de fácil utilização e altamente absorvente. Interage com o exsudato da ferida e forma um gel que mantém o meio úmido ideal para a cicatrização da ferida. Promove o desbridamento autolítico, sendo de fácil remoção, causando pouco ou nenhum dano ao novo tecido formado. O HydroCare deve ser utilizado juntamente com uma cobertura secundária. O diferencial do Curativo HydroCare é permitir a passagem de oxigênio e umidade, otimizando a cicatrização e garantindo a proteção da área coberta.



Kollagenase



Trata feridas e queimaduras de forma rápida e segura agindo de forma seletiva.

Sua enzima age como agente desbridante em lesões superficiais, limpando as áreas lesadas retirando os tecidos necrosados e crostas, promovendo uma cicatrização sem dor ou sangramento e preservando o tecido saudável.

A ação de Kollagenase permite melhores taxas de cicatrização e redução do tamanho da ferida no período de 1 a 14 dias, tendo melhora significativa e evidente nos primeiros seis dias de tratamento.